

2021年7月吉日

お客様各位

株式会社東陽テクニカ  
理化学計測部 部長 吹田 尚久

水俣条約に関する米国 Andeen-Hagerling 社製品の対応に関しまして

拝啓

成夏の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、米国 Andeen-Hagerling 社の下記該当製品において「水銀に関する水俣条約(※)」で規制されている水銀リレーが使用されていることが判明いたしました。弊社は健康保護および環境保全の観点から水銀含有製品の完全撤廃に向け日々対応を行っており、弊社としましては下記対象製品の修理校正サポート対応を終了させていただきますことをご案内申し上げます。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

—記—

・「水銀に関する水俣条約」規制対象製品：

2008年までに製造された米国 Andeen-Hagerling 社の下記製品が対象となります。

- ① Model 2500A 型 全てのシリアルナンバーが対象
- ② Model 2550A 型 シリアルナンバー:00100170 までの製品が対象
- ③ Model 2700A 型 シリアルナンバー:00700251 までの製品が対象

尚、Andeen-Hagerling 社の 2008 年以降製品におきましては水銀含有品の使用は一切  
ございません。

・弊社の修理校正サポート対応終了のご連絡：

2020年12月31日(木)に「水銀に関する水俣条約」に基づき「特定水銀使用製品およびこれを部品として使用する製品」に対して規制開始となり、当規制に該当する製品は除外事項に該当する場合を除いて原則輸出入禁止となりました。Andeen-Hagerling 社製品の修理・校正は Andeen-Hagerling 社でのみ可能なため、弊社としましては、当条約の規制、健康保護および環境保全の観点より、本案内をもちまして上記対象製品の修理校正サポート対応を終了させていただきます。恐れながら何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

- ・廃棄の際の注意事項：
  - ・水銀含有部位が損傷して水銀が漏洩することが無いよう、製品の取り扱いには十分ご注意願います。
  - ・廃棄の際は廃棄物処理法に従って頂きますようお願いいたします。
  - ・廃棄物処理業者に対して本対象製品を引き渡す際は、水銀含有量・水銀含有部位等の情報をお伝え願います。（下記ご参照ください。）
- ・水銀の使用箇所と含有量：
  - ・基板上に、水銀リレーが11個使用されています。




図 内部の上面図（赤い四角部分が水銀リレー）

- ・装置には 176mg の水銀が使用されています。

型式	基板型式	基板枚数	リレー型式・P/N	リレー数量	水銀含有量/リレー1個(mg)	水銀含有総量/装置(mg)
2500A	MainBoard(A101)	1	MSS2/020-0003	11	16	176
2550A	MainBoard(A101)	1	MSS2/020-0003	11	16	176
2700A	MainBoard(A101)	1	MSS2/020-0003	11	16	176

※水銀に関する水俣条約：水銀および水銀化合物による健康影響・環境影響を削減することを目的とした条約で、水銀の採掘・流通・使用・廃棄等を規制しています。2017年8月16日(水)に発効、2020年12月31日(木)に規制が開始されました。規制の詳細は環境省および経済産業省のホームページを参照願います。

- ・環境省 <https://www.env.go.jp/chemi/tmms/index.html>
- ・経済産業省 [https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/int/mercury.html](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/mercury.html)

<本件に関するお問い合わせ窓口>

株式会社東陽テクニカ

Tel : 03-3245-1103

E-mail : [keisoku@toyo.co.jp](mailto:keisoku@toyo.co.jp)

<https://www.toyo.co.jp/material/product/>

以上